

# Model 116

## Evaluación Audiométrica

La combinación de estilo con la funcionalidad, el Amplivox 116 es el audiómetro manual de selección ideal para la atención primaria, las escuelas y la industria.

### Mejor uso

Reducción del tiempo de prueba y mejora se hace posible por la función de retención de umbral. Los resultados de la prueba se pueden visualizar y registrar al final de la prueba y no entre frecuencias.

### Diseño ergonómico

Presentado en una forma ergonómica, el panel de control es claro, fácil de leer y muy fácil de usar, con todas las configuraciones y los resultados que se muestran en la pantalla integrada. El Amplivox 116 está diseñado y fabricado para cumplir con las normas de seguridad pertinentes y audiométricas.

### Totalmente portátil

Ligero y compacto, el Amplivox 116 es totalmente portátil y es ideal para el escritorio y el uso móvil. El 116 también se pueden suministrar con la función de carga de la batería opcional que se añade a la red eléctrica si es necesario.

Peso ultra ligero 725.75 g

- **Totalmente Portátil**
- **Compacto y fácil de usar**
- **Tono puro, continuo, tono pulsados.**
- **Retención de umbral.**
- **Gama de -10 to 100 dBHL**
- **Gama de frecuencia de la prueba 125 to 8000 Hz**



**amplivox**

especialistas en el cuidado de la salud

# Model 116

## Evaluación audiométrica

### Especificaciones Técnicas

#### Salida/Entrada de datos

Salida:	Izquierda AC, Derecha AC
Rango de frecuencia (Hz):	125, 250, 500, 750, 1K, 1K5, 2K, 3K, 4K, 6K, 8K
Precisión de frecuencia:	<1%
Distorsión:	<2%
Rango de nivel de salida (AC):	-10dBHL to 100dBHL(max)
Exactitud nivel de salida:	Within 3dB
Volumen de salida:	5dB
Tipo de tono:	Tono puro, pulsado y Continuo

#### Datos Físicos

Pantalla Gráfica:	2 líneas de 24 caracteres (con retro iluminación)
Batería:	4 x 'C' cell batteries
Alimentación (red):	100-240V ac 50-60 Hz
Dimensiones:	9" L x 7" W x 2.5" H
Peso:	725.75g

#### Estandares

El amplivox 116 cumple con las cláusulas predeterminadas de los siguientes estándares.

Seguridad:	EN60601-1
EMC:	EN60601-1-2
Audiometría:	IEC 60645-1 ANSI S3.6
CE:	Cumple con la directiva Europea MedicalDevice

### Equipo

#### Equipamiento de serie

- Auriculares
- Interruptor de respuesta del paciente
- Tarjetas de audiometría (50)
- Manual de instrucción
- Adaptador de alimentación de red
- Maletín de transporte



#### Maletín de transporte

Para la transportación del **Amplivox 116** es suministrado con un peso ligero, el maletín está diseñado para acomodar el audiómetro y todos los accesorios.

#### Equipamiento opcional

- Batería
- Audiocups
- Tarjetas de audiometría
- Impresora externa
- Software Audibase para PC y cable

**amplivox**

7625 Golden Triangle Drive  
Eden Prairie MN 55344 USA  
Toll Free: 1-888-941-4208 Fax:  
952-903-4200  
Contacto México:  
www.kardioger.com.mx  
Tel: 01(55) 57683934  
E-mail:ventas@kardioger.com.mx