

**Sibelmed®**

**LOW  
COST**

# CABINA S-BASIC

CABINA INSONORIZADA PARA AUDIOMETRÍAS



[www.sibelmed.com](http://www.sibelmed.com)



- Gran aislamiento acústico 41 dB SPL a 10KHz
- Montaje rápido y sencillo
- Compatible con los principales audiómetros del mercado
- Placa de conexiones incluida

**Creamos futuro**



# S-BASIC · cabina insonorizada para audiometrías

## Descripción

La cabina insonorizada S-BASIC utiliza los más novedosos materiales en aislamiento acústico. Ello ha permitido elaborar una cabina de gran calidad a un precio muy económico, reduciendo su peso y obteniendo un elevado índice de aislamiento con una gran funcionalidad y belleza estética.

Su acabado exterior es de paneles lavables, su interior de aspecto elegante y confortable. Dispone de iluminación interna.

## Características

- Medidas exteriores: 96 x 96 x 208 cm.
- Medidas interiores: 86 x 86 x 207 cm.
- Dimensiones puerta: 70 x 180 cm.
- Dimensiones ventana: 54 x 46 cm.
- Mesa abatible: 80 x 40 cm.
- Material externo: Melamina
- Material interno: Espuma piramide
- Iluminación interior: Lámpara 35W
- Alimentación: 120-220 V 50-60 Hz
- Placa Conexiones: 5 jacks de Ø 6,3mm y 1 jack de Ø 3,5mm
- Peso: <200 kg

\* opcional

## AUDIÓMETRO SIBEL SOUND 400

### AUDIÓMETRO DE 2 CANALES

- Configurado a su medida: 6 modelos\*.
- Tecnología digital avanzada mediante DSP.
- Cálculo de pérdida auditiva y diagnósticos.
- Base de datos interna > 1.000 pruebas.
- Pruebas supraliminales.
- Alta frecuencia.
- Frecuencias musicales.
- Enmascaramiento automático.
- Conectividad con otros sistemas de gestión.
- Personalizable.
- Software de audiometría W50.

Ver configuraciones\*

## Normativas


•Acorde con las Normativas:

EN 60601-1:2006+AC:2010, EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008, EN ISO 14971:2012, EN 1041:2008, EN ISO 15223-1:2012.

Este producto ha sido validado en laboratorio según norma UNE-EN ISO 11957:1997, y cálculo del índice global de reducción acústica ponderado según norma UNE EN ISO 717-1:1997.

El proceso de diseño, producción y servicio postventa está efectuado de acuerdo con el estándar de calidad ISO 9001:2008, EN 13485: 2003 + AC:2007 y con los requisitos de la directiva europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE.

## Aislamiento acústico



Ensayo certificado por laboratorio acreditado Applus.



SIBEL S.A., Rosselló 500, 08026 Barcelona (ESPAÑA)

Ventas Nacionales: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelgroup.com

Ventas Internacionales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelgroup.com

Servicio Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelgroup.com Fax: +34 93 436 16 11

SIBEL S.A. forma parte de **Sibel** GROUP

[www.sibelmed.com](http://www.sibelmed.com) • [www.sibelgroup.com](http://www.sibelgroup.com)



CE

ISO9001:2008

